


# RACE® EVO



RE1 - 15/.04

800-1000 (1.5 Ncm)



## EN

- Create straight-line coronal and radicular access
- Use an ISO 010 hand file to explore the canal
- Determine the working length (WL)

## FR


- Créer un accès coronaire et radiculaire direct
- Utiliser une lime manuelle ISO 010 afin d'explorer le canal
- Déterminer la longueur de travail (LT)

## DE


- Einen geradlinigen koronalen und radikulären Zugang präparieren
- Den Kanal mit einer Handfeile ISO 010 sondieren
- Bestimmen Sie die Arbeitslänge (AL)



RE2 - 25/.04



RE3 4% - 30/.04



- Use RACE EVO files with **gentle 2-3 mm strokes**, applying very light apical pressure and allowing the file to progress passively along the canal. After 3 strokes, remove and clean the file, then irrigate; recapitulate
- Use **RE1** to perform glide path until the WL is reached
- Start the shaping procedure by using **RE2** until the WL is reached
- Use **RE3** for the shaping and final apical preparation  
*If necessary, use larger sizes for an apical enlargement*

- Utiliser les limes RACE EVO à l'aide de **légers mouvements de va-et-vient de 2-3 mm** et en exerçant une pression apicale très faible afin de laisser la lime progresser passivement le long du canal. Après 3 va-et-vient, retirer et nettoyer la lime, puis irriguer; récapituler
- Utiliser **RE1** pour établir un cathétérisme jusqu'à atteindre la LT
- Initier la procédure de mise en forme en utilisant **RE2** jusqu'à ce que la LT soit atteinte
- Utiliser **RE3** pour la mise en forme et la préparation apicale finale  
*Si nécessaire, utiliser des tailles plus larges pour un agrandissement apical*

- Die RACE EVO Feile mit **sanften Bewegungen von 2-3 mm** und sehr wenig Druck, passiv nach apikal in den Kanal eindringen lassen. Nach drei Bewegungen, die Feile entfernen und reinigen, dann spülen; rekapitulieren
- Mit **RE1** einen Gleitpfad bis auf AL erstellen
- Die Aufbereitung mit **RE2** verwendung bis die AL erreicht ist, beginnen
- Verwenden Sie die **RE3** Feile zur Formgebung und der endgültigen apikalen Aufbereitung  
*Wenn nötig: Verwenden Sie breiterer Größen, für die apikale Vergrößerung*



- Once the canal has been shaped, proceed with the cleaning of the canal
- Obturate by selecting the appropriate GP point and sealer

- Une fois la mise en forme du canal terminée, procéder au nettoyage du canal
- Obturer en sélectionnant la pointe GP et le ciment appropriés

- Wenn die Aufbereitung des Kanals abgeschlossen ist fahren Sie mit der Reinigung des Kanals fort
- Mit entsprechenden GP Spitzen und Sealer füllen



INFO

## GLIDE PATH FILE

## INITIAL SHAPING FILE

## FINAL SHAPING FILE(S)

Preoperative radiographs  
Radiographies préopératoires  
Präoperative Röntgenaufnahmen

▼

Access preparation  
Préparation d'accès  
Zugangsvorbereitung

▼

Determine the WL  
Déterminer la LT  
Bestimmung der AL

**RE1**



15/.04



up to WL  
jusqu'à LT  
bis AL

**RE2**



25/.04

up to WL  
jusqu'à LT  
bis AL

Standard canal (most cases)	Medium canal	Large canal
<p><b>RE3 4%</b></p>  <p>30/.04</p>	 <p>40/.04</p>	 <p>50/.04</p>
or/ou/oder		
<p><b>RE3 6%</b></p>  <p>25/.06</p>	 <p>30/.06</p>	 <p>35/.06</p>

up to WL  
jusqu'à LT  
bis AL

Clean & Obsolete  
Nettoyer & Obtenir  
Reinigen & Füllen

Select the final shaping file(s) depending on your own therapeutic approach (4% or 6%).

Sélectionner la/les lime(s) de mise en forme finale selon votre propre approche thérapeutique (4% ou 6%).

Wählen Sie die abschließende(n) Feile(n), entsprechend Ihres therapeutischen Ansatzes (4% oder 6%).

